# **Dreamwire**<sup>™</sup>

Fil-guide haute performance





## **Dreamwire** Fil-guide haute performance

#### UN ACCÈS IDÉAL

Facilite la canulation profonde des canaux cibles\*

- Accès facilité au canal cible grâce à la boucle en Alpha formée par le guide.
- L'extrémité Dream Tip™ hydrophile de 10 cm est conçue pour un accès en douceur et en souplesse et un contrôle tactile précis.
- Le revêtement Endoglide™ facilite le repérage et améliore le contrôle tactile.









#### UN ÉCHANGE IDÉAL

Conçu pour améliorer l'efficacité de la procédure et faciliter l'échange des systèmes RX Biliary.

- Disponibles en 260 et 450 cm, les guides conviennent à la fois à la technique sur fil long ou court.
- Le corps standard rigide en nitinol, résistant aux plicatures, est conçu pour une manipulation et un contrôle du fil optimaux.
- Des marqueurs de déplacement striés indiquent le positionnement du guide lors de sa progression et de l'échange avec le dispositif.
- Le dispositif de torsion à chargement latéral facilite la manipulation de l'extrémité du fil-guide (extrémité angulée uniquement).





### **RÉFÉRENCES**

Référence	Description	Longueur (cm)	Extrémité Dream Tip™	Corps	Dian (in.)	nètre (mm)
M005 <b>5610</b> 1	Dreamwire	260	Droite	Standard	0,035	0,89
M005 <b>5611</b> 1	Dreamwire	260	Courbée	Standard	0,035	0,89
M005 <b>5612</b> 1	Dreamwire	260	Droite	Rigide	0,035	0,89
M005 <b>5613</b> 1	Dreamwire	260	Courbée	Rigide	0,035	0,89
M005 <b>5614</b> 1	Dreamwire	450	Droite	Standard	0,035	0,89
M005 <b>5615</b> 1	Dreamwire	450	Courbée	Standard	0,035	0,89
M005 <b>5616</b> 1	Dreamwire	450	Droite	Rigide	0,035	0,89
M005 <b>5617</b> 1	Dreamwire	450	Courbée	Rigide	0,035	0,89

#### Livrés par boîtes de 2

\*M.J. Bourke, G. Costamagna, M.L. Freeman: Biliary cannulation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: core techniques and recent innovations Endoscopy 2009: 41: 612-617.

Endoscopy 2009; 41: 612-617.				
Centre de distribution Européen – Les Pays-Bas				
T: +31 45 54 67 700	F: +31 45 54 67 800			
Direction Européenn Paris	e –			
T: +33 1 57 66 80 00	F: +33 1 57 66 84 99			
<b>Afrique du Sud</b> T: +27 11 840 8600	F: +27 11 463 6077			
<b>Allemagne</b> (Appel gr T: 08000 7233 00				
Argentine (Appel gra T: 0800 555 2678				
Asie du Sud Est - M T: +60 3 2283 3813				
Asie du Sud Est - Ph T: +63 2 687 6994				
<b>Asie du Sud Est – Si</b> T: +65 6418 8888				
Asie du Sud Est -Th T: +66 2 6380 100				
Australie / Nouvelle 2 T: +61 2 8063 8100				
<b>Autriche</b> T: +43 1 60 810	F: +43 1 60 810 60			
Belgique (Appel gratuit)				

Brésil T: +55 11 5502 8500	F: +55 11 5103 2212
<b>Canada</b> T: +1 888 359 9691	F: +1 888 575 7396
Chili T: +562 445 4904	F: +562 445 4915
Chine - Beijing T: +86 10 8525 1588	F: +86 10 8525 1566
Chine - Guangzhou T: +86 20 8767 9791	F: +86 20 8767 9789
Chine - Shanghai T: +86 21 6141 5959	F: +86 21 6141 5900
Colombie T: +57 1 629 5045	F: +57 1 612 4761
Corée T: +82 2 3476 2121	F: +82 2 3476 1776
Danemark (Appel gra T: 80 30 80 02	atuit) F: 80 30 80 05
Espagne - Barcelone T: +34 93 444 72 00	F: +34 93 405 90 45
Espagne - Madrid T: +34 901 11 12 15	F: +34 91 319 50 03
Europe du Sud Est T: +30 210 9542 300	F: +30 210 9542 310
Finlande T: +358 20 762 8882	F: +358 20 762 8883
	· / A / EDT/ODE / FA / FA

France T: +33 1 39 30 49 00	F: +33 1 39 30 49 01
<b>Grande Bretagne</b> (A T: 0844 800 4512	ppel gratuit) F: 0844 800 4513
Grèce T: +30 210 9542 300	F: +30 210 9542 310
Hong Kong T: +852 2960 7100	F: +852 2563 5276
Hongrie T: +36 1 456 30 40	F: +36 1 456 30 41
Inde - Bangalore T: +91 80 2212 4928/9	F: +91 80 2207 5153
Inde – Chennai T: +91 44 2220 1879	F: +91 44 2220 0716
Inde – Delhi T: +91 11 4243 2222	F: +91 11 2610 0808
Inde - Mumbai T: +91 22 4030 9165	F: +91 22 4040 9199
Irlande (Appel gratuit T: 1800 882 969	r) F: 1800 882 968
Italie T: +39 010 60 60 1	F: +39 010 60 60 200
Les Pays-Bas T: +31 30 602 55 44	F: +31 30 602 55 05
Mexique T: +52 55 5687 63 90	F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient/Golfe Per T: +961 1 805 282	
Norvège (Appel gratu T: 800 104 04	uit) F: 800 101 90
<b>Pologne</b> T: +48 22 435 14 14	F: +48 22 435 14 10
Portugal T: +351 1 381 25 40	F: +351 21 381 25 58
<b>République Tchèque</b> T: +420 296 331 901	F: +420 296 331 935
<b>Suède</b> T: +46 42 25 69 00	F: +46 42 25 69 69
<b>Suisse</b> T: +41 32 626 57 00	F: +41 32 626 57 01
Taiwan T: +886 2 2747 7278	F: +886 2 2747 7270
Turquie – Istanbul T: +90 216 464 36 66	F: +90 216 464 36 67
	F: +59 82 900 6212
<b>Venezuela</b> T: +58 212 959 6275	F: +58 212 959 5328



www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420 © 2009 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. DINEND2231FA